

Datenblatt

Trittmatte inkl. Funkmodul NITX-BAA, halbrund, gelb Best.-Nr. 71000357

Beschreibung:

Die Trittmatte Bircher CareMat C inkl. Ascom Funksender NITX-BAA, ist eine Boden-Sensormatte für den Pflegebereich. Sie erfasst das unbeaufsichtigte Aufstehen von Patienten und meldet dies via Funkmodul an die teleCARE IP Anlage. Die Bodenmatte gibt es in 2 verschiedenen Grössen und Farben und kann so optimal an die Bedürfnisse angepasst werden.

Lieferumfang:

- 1x Trittmatte Bircher CareMat C
- 1x Ascom teleCARE Funkmodul, NITX-BAA inkl. Batterie **Bereits eingebaut**



Abbildung 1: Trittmatte Bircher CareMat C

Technische Daten:

Material Trittmatte CareMat	Polyurethan (PU)
Masse LxBxH	1100mm x 700mm x 9mm
Farben	gelb
Form	rechteckig
Gewicht	6.5 kg
Schutzart	IP40
Chemische Beständigkeit Oberfläche CareMat	Wasser, Körperflüssigkeiten, handelsübliche Desinfektionsmittel, max. 70 Vol. % Alkohol
Personengewicht	Mindestens 10 kg
Umgebungstemperatur	0 bis +55°C
Weitere Angaben	<i>*weitere technische Angaben zur CareMat entnehmen Sie bitte dem Datenblatt CareMat C von Bircher</i>
Funkmodul	Ascom NITX-BAA (Details siehe Datenblatt NITX-BAA)
Stromversorgung	Batterie CR2450 3V
HS-Code 85369095 Ursprungsland: Schweiz	



Achtung: Um Beschädigungen zu vermeiden, darf die rote Membrane am Sender nicht mit einem spitzen Gegenstand gedrückt werden (siehe Abbildung 2)



Benutzerkreis: Das Ein- und Ausbauen des Funkmoduls zur Reparatur oder zum Wechseln der Batterie, sowie das Bedienen und Einstellen der Trittmatte darf nur durch instruierte Fachpersonen erfolgen.



Allgemeine Sicherheitshinweise:

ESD- und Sicherheits-Vorschriften sind beim Einbau des Funkmoduls stets einzuhalten. Das Gerät darf nur im spannungslosen Zustand der Einspeisung angeschlossen werden. Hierfür muss die Batterie entfernt werden.



Ausgabe: 31.05.2021 (Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten)



Abbildung 2: Membrane Funksender